

## Istruzioni per il prelievo del campione

### Analisi: esami colturali e per micobatteri su espettorato

#### Ricerche (codice mnemonico):

- Coltura materiali respiratori (1RESP)
- Esame microscopico diretto\_Gram (DI)
- Coltura Legionella pneumophila (CLEG)
- Funghi filamentosi (PILZC)
- Coltura e microscopico diretto micobatteri (1DBK)

#### Sistema di raccolta/contenitore:

- **Kit SputEm**  
(provetta sterile con imbuto per la raccolta facilitata)



#### Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 06.30.051

**Dove consegnare dopo la raccolta:** in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

**Quando:** il prima possibile per le colture standard (massimo entro 2 ore); **solo per la ricerca di micobatteri:** la raccolta del campione deve essere eseguita in 3 giorni, preferibilmente consecutivi; i primi due campioni possono essere conservati a 2-8°C e consegnati insieme al terzo.

#### Istruzioni prima della raccolta del materiale:

Raccogliere l'espettorato lontano dall'assunzione di cibo.

Rimuovere sempre eventuali protesi dentarie. Grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umidi, la mucosa interna delle guance, le gengive e la lingua.

Sciappare il cavo orale con acqua prima della raccolta del campione. Espettorare nell'imbuto del contenitore apposito SputEm (vedi istruzioni a lato).

Raccogliere almeno 1 ml di materiale. Evitare l'introduzione di materiale salivare nel contenitore per la raccolta.



provetta sfilandola dal supporto, consegnare il campione il prima possibile.

#### Istruzioni per uso di SputEm:

Utilizzare solo con involucro integro; aprire l'involucro ed estrarre il contenitore. Compilare l'etichetta sul tappino con i dati del paziente

#### Istruzioni per la raccolta del materiale:

Aprire il coperchio grande dell'imbuto (non quello dell'etichetta). Non toccare l'interno dell'imbuto. Espettorare all'interno dell'imbuto affinché il materiale venga raccolto nella provetta sottostante. Richiudere il coperchio subito dopo la raccolta.

**Dopo la raccolta del materiale:** Togliere il coperchietto con l'etichetta, senza toccare il tappo verde scuro all'interno.

Staccare la parte superiore dell'imbuto e capovolgerla affinché il tappo verde scuro si avviti sulla provetta che vedrete una volta tolto.

Avvitare bene sulla provetta, eliminare quindi l'imbuto ed assicurarsi che la provetta sia chiusa bene.

Attaccare l'etichetta compilata sulla

**GESUNDHEITSBEZIRK  
BOZEN**  
*Krankenhaus Bozen*  
**Betriebliches Labor für Mikrobiologie und Virologie  
(LMV)**

Tel. 0471 909627

**COMPENSORIO SANITARIO DI  
BOLZANO**  
*Ospedale di Bolzano*  
**Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia  
(LMV)**

Fax 0471 272631