

## Istruzioni per il prelievo

### Esame delle urine



*Il sistema urina é composto da due contenitori:*


- il vasetto tondo all'interno del quale urinare
- la provetta lunga sottovuoto che va portata al centro prelievi

*I contenitori sono disponibili presso il centro di prelievo.*



#### Modalita' di raccolta

1. Urinare nel vasetto tondo
2. Chiudere bene il vasetto



3. Inserire la provetta lunga sotto vuoto nell'apposito foro presente sul vasetto tondo **senza aprire** la provetta
4. Spingere moderatamente la provetta fino a quando sara' riempita di urina
5. Versare la restante urina presente nel vasetto tondo nel water e gettare il vasetto tondo nell'apposito contenitore in bagno
6. Consegnare al centro prelievi la provetta lunga

## Anweisungen für Gewinnung/Transport von Untersuchungsmaterial

### Urinuntersuchung



*Das System besteht aus zwei Gefäßen:*

- Ein runder Behälter, in den der Urin abgesetzt wird
- Ein langes Transportröhrchen unter Vakuum, das zur Probenannahmestelle gebracht wird

*Sämtliche Behälter sind bei der Probeannahmestelle erhältlich.*



#### Gewinnung der Probe

7. Urin in den runden Behälter absetzen
8. Behälter gut verschließen



9. Transportröhrchen unter Vakuum in die vorgefertigte Öffnung des runden Behälters stecken (**ohne das Transportröhrchen zu öffnen**)
10. Transportröhrchen leicht andrücken bis es sich mit Urin angefüllt hat
11. restlichen Urin aus dem runden Behälter in das WC und leeren Behälter in den dafür vorgesehenen Abfalleimer entsorgen
12. das Transportröhrchen mit dem Urin an der Probenannahmestelle abgeben