

## Istruzioni per il prelievo del campione

**Analisi:** ricerca *Schistosoma haematobium* su urina

**Ricerche (codice mnemonico):** ricerca parassiti (*Schistosoma haematobium*) su urina(PARS)

### Sistema di raccolta/contenitore:

- **Barattolo sterile per urina**

### Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 5008722



### Dove consegnare dopo la raccolta:

- in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

**Quando:** entro un'ora dalla raccolta (possibilmente direttamente al Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Via Amba Alagi 5 Bolzano), vedi istruzioni a lato

L'urina va raccolta tra le ore 10 e le 14, conservata al buio e consegnata al Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia entro un'ora dalla raccolta.

Nell'impossibilità di consegnare il campione entro 1 ora nel laboratorio è possibile aggiungere nel contenitore 2 ml di ipoclorito di sodio (candeggina) e consegnarla al Centro prelievo il prima possibile.

Deve essere raccolto **il mitto terminale dell'urina**

Specificare che si tratta di ricerca di *Schistosoma haematobium*

**IMPORTANTE: per la raccolta di urina per altre ricerche utilizzare i contenitori specifici!**

