

## Anleitung zur Probenentnahme

<p><b>Analyse:</b> Antigen-Schnelltest im Stuhl/Stuhlkultur</p> <p><b>Annahmekodex intern:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Clostridium difficile tossinogenico (CLOS)</li><li>• Rotavirus (ROTA)</li><li>• Adenovirus (ADENO)</li><li>• Antigene di Helicobacter Pylori (HELAG)</li><li>• Candida (CANC)</li></ul> <p><b>Tarifverzeichnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Clostridium difficile tossinogenico 90.91.1</li><li>• Rotavirus (91.13.4)</li><li>• Adenovirus (91.13.4)</li><li>• Antigene di Helicobacter Pylori (90.94.6)</li><li>• Candida (90.98.4)</li></ul>	<p><b>Arbeitsschritte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stuhl in einem sauberen Gefäß sammeln. Das Gefäß muss nicht steril sein.</li><li>• Geformter Stuhl:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Mit dem Löffelchen eine ausreichende Menge (ca. Erdnuss-groß) Stuhl in das das Sammelröhrchen einbringen.</li><li>○ Das Stuhlröhrchen <u>NICHT</u> bis an den oberen Rand füllen.</li><li>○ Sofern Blut-, Schleim- oder Eiterauflagen auf dem Stuhl vorhanden sind, sollen diese auch mit in das Sammelröhrchen eingebracht werden.</li></ul></li><li>• Flüssiger Stuhl: 3-5 ml mit dem Löffelchen in das Sammelröhrchen einbringen.</li><li>• Den braunen Verschluss kräftig auf den Stuhlbehälter schrauben</li></ul>
<p><b>Sammelsystem/Behälter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stuhlbehälter mit braunem Verschluss und Löffelchen</li></ul>	<p><b>Anmerkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Antigen-Schnelltest für Clostridium difficile ist <u>ausschließlich</u> bei flüssigem Stuhl indiziert.</li><li>• Der Antigen-Schnelltest für Clostridium difficile wird nur bei Patienten mit einem Alter von über 2 Jahren durchgeführt.</li><li>• Für das Sammeln von Stuhl für andere Untersuchungen (z.B. Stuhlkultur, Parasiten) die eigens dafür vorgesehene Arbeitsanleitung befolgen.</li></ul>
<p><b>Wo bekommt man den Probenbehälter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Externe PatientInnen</u>: Probenabnahmestellen des Bezirkes Bruneck.</li><li>• <u>Abteilungen</u> und Krankenhausambulatorien: Magazin</li></ul> <p><b>Abgabe des Probenbehälters:</b></p> <p><b>Ort:</b> Bei jeder Blutabnahmestelle im Bezirk Bruneck oder im Labor für klinische Pathologie im Krankenhaus Bruneck.</p> <p>Öffnungszeiten siehe <a href="https://www.sabes.it/de/Blutentnahme.asp">https://www.sabes.it/de/Blutentnahme.asp</a></p> <p><b>Uhrzeit:</b> Sobald als möglich; bei Notwendigkeit kann die Probe im Kühlschrank aufbewahrt werden, jedoch nicht länger als 24 Stunden (nicht einfrieren!).</p>	