

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: Ricerca microscopica di uova di *Enterobius vermicularis* (ossiuri) - Scotch test

Codice mnemonico interno per accettazione: OSSSI

Prestazione amministrativa: 90.93.2_0

Cosa serve:

- Contenitore in plastica
- 3 vetrini portaoggetto
- scotch TRASPARENTE (non opaco!)



È possibile ritirare il kit già pronto presso il Laboratorio di Brunico.

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo del Distretto sanitario di Brunico. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/centriprelievi.asp>

Quando: Al terzo giorno consegnare il contenitore con i tre vetrini.

- Eseguire il prelievo la mattina prima andare in bagno e di lavarsi.
- Non applicare creme nella zona anale la sera precedente.
- Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo TRASPARENTE (non opaco!) leggermente PIÙ CORTO del vetrino fornito dal laboratorio
- Nota: indossare quanti monouso e lavarsi accuratamente le mani (le uova sono infettanti!)
- Far aderire la parte adesiva dello scotch sulle pareti attorno all'ano, in più punti e per alcune volte, (aiutandosi eventualmente con il manico di un cucchiaio) e senza contaminarlo con feci.
- Applicare il nastro adesivo ben disteso sul vetrino portaoggetto in senso longitudinale senza riavvolgerlo ai lati
- Rimettere il vetrino nell'apposito contenitore.
- Ripetere il procedimento con gli altri 2 vetrini forniti preferibilmente in giorni consecutivi.
- Mantenere i campioni a temperatura ambiente.

