

Istruzioni per il prelievo

Analisi: esame colturale su urina

Ricerche (codice mnemonico): Urocoltura (1URO)

Sistema di raccolta/contenitore:

- Barattolo sterile
- provetta tappo verde acido da 4 ml con conservante (per urocoltura)

(ev. anche provetta da 10 ml per esame chimico fisico dell'urina)

Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 5060007 + 5055469 (+ ev. 5024693)
- **Dove consegnare dopo la raccolta:** in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).



- Urinare nel barattolo dopo accurata igiene (seguire le indicazioni del medico curante), prelevare il mitto intermedio (salvo diversa indicazione) e senza toccare l'interno del vasetto.
- Chiudere bene il vasetto



- Inserire la provetta nel foro sul coperchio del vasetto
- La provetta si riempie (se richiesto anche esame chimico fisico riempire anche la provetta da 10 ml).
- Versare la restante urina presente nel barattolo nel water ed eliminare il barattolo.



IMPORTANTE: per la raccolta di urina per altre ricerche utilizzare i contenitori specifici!

