

Istruzioni per il prelievo

Analisi: esame colturale su urina

Codice mnemonico interno per accettazione: URO

Prestazione amministrativa: 90.94.2

Sistema di raccolta/contenitore:

- Barattolo sterile
- Provetta tappo giallo da 10 ml o provetta tappo giallo da 4 ml con conservante
- ev. anche provetta da 10 ml per esame chimico fisico dell'urina



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo del distretto sanitario di Brunico
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Magazzino

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo del Distretto sanitario di Brunico. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/centriprelievi.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

- Urinare nel barattolo dopo accurata igiene (seguire le indicazioni del medico curante), prelevare il mitto intermedio (salvo diversa indicazione) e senza toccare l'interno del vasetto.
- Chiudere bene il vasetto
- Inserire la provetta nel foro sul coperchio del vasetto
- La provetta si riempie (se richiesto anche esame chimico fisico riempire anche la provetta da 10 ml).
- Versare la restante urina presente nel barattolo nel water ed eliminare il barattolo.

IMPORTANTE: per la raccolta di urina per altre ricerche utilizzare i contenitori specifici!

